

	<h1>SCHEMA TECNICA</h1>																																		
CODICE ARTICOLO	A3926																																		
NOME ARTICOLO	PANNO IGIENIZZANTE PAVIMENTI 10 PZ																																		
CODICE EAN	8032754453926																																		
	 <p data-bbox="512 1003 1434 1093">Panno igienizzante per pavimenti imbibito con soluzione 5% Sanimed (Presidio medico chirurgico N°20047). L'utilizzo del panno consente di ottenere una rapida ed efficace igienizzazione delle superfici trattate. SOLO PER USO PROFESSIONALE.</p>																																		
DATI TECNICI	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="502 1106 746 1182" rowspan="2">CONFEZIONE</td> <td data-bbox="746 1106 1026 1146">Formato</td> <td data-bbox="1026 1106 1442 1146">Ricarica con etichetta apri/chiedi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1146 1026 1182">Numero panni</td> <td data-bbox="1026 1146 1442 1182">10 +/- 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1182 746 1326" rowspan="3">SALVIETTA</td> <td data-bbox="746 1182 1026 1245">Materiale</td> <td data-bbox="1026 1182 1442 1245">Tessuto non-tessuto 70% pet – 30% viscosa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1245 1026 1285">Grammatura</td> <td data-bbox="1026 1245 1442 1285">60 g/m² +/- 10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1285 1026 1326">Dimensioni</td> <td data-bbox="1026 1285 1442 1326">30 x 42 cm +/- 10 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1326 746 1388">SOLUZIONE IMBIBENTE</td> <td colspan="2" data-bbox="746 1326 1442 1388">Soluzione 5% SANIMED (Presidio medico chirurgico N°20047)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1388 746 1666" rowspan="2">CARATTERISTICHE SANIMED (PMC N°20047)</td> <td colspan="2" data-bbox="746 1388 1442 1469">Principio attivo: Alchil dimetilbenzilammonio cloruro. Altri ingredienti: coformulanti, coloranti e acqua.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="746 1469 1442 1666">Test di attività microbiologica: EN1276 “Attività battericida con sostanze interferenti”, EN1650 “Attività fungicida con sostanze interferenti”, EN13697 “Attività battericida/fungicida test di superficie”, EN14476 “Attività virucida test in sospensione”, EN16777 “Attività virucida test di superficie”.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1666 746 1818">MODALITÀ D’USO</td> <td colspan="2" data-bbox="746 1666 1442 1818">Estrarre il panno umidificato dal contenitore. Aprire il panno e fissarlo alla base dell’attrezzo universale. Utilizzare quindi per la pulizia delle superfici. Dopo l’uso richiudere la confezione per mantenere intatta l’umidità dei panni.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1818 746 1854">FILM</td> <td data-bbox="746 1818 1026 1854">Materiale</td> <td data-bbox="1026 1818 1442 1854">7 Other - Plastica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1854 746 1890">SCATOLA</td> <td data-bbox="746 1854 1026 1890">Confezioni per cartone</td> <td data-bbox="1026 1854 1442 1890">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 1890 746 1928">SCADENZA</td> <td data-bbox="746 1890 1026 1928">Data di scadenza</td> <td data-bbox="1026 1890 1442 1928">2 anni dalla data di produzione</td> </tr> </table>			CONFEZIONE	Formato	Ricarica con etichetta apri/chiedi	Numero panni	10 +/- 1	SALVIETTA	Materiale	Tessuto non-tessuto 70% pet – 30% viscosa	Grammatura	60 g/m ² +/- 10%	Dimensioni	30 x 42 cm +/- 10 %	SOLUZIONE IMBIBENTE	Soluzione 5% SANIMED (Presidio medico chirurgico N°20047)		CARATTERISTICHE SANIMED (PMC N°20047)	Principio attivo: Alchil dimetilbenzilammonio cloruro. Altri ingredienti: coformulanti, coloranti e acqua.		Test di attività microbiologica: EN1276 “Attività battericida con sostanze interferenti”, EN1650 “Attività fungicida con sostanze interferenti”, EN13697 “Attività battericida/fungicida test di superficie”, EN14476 “Attività virucida test in sospensione”, EN16777 “Attività virucida test di superficie”.		MODALITÀ D’USO	Estrarre il panno umidificato dal contenitore. Aprire il panno e fissarlo alla base dell’attrezzo universale. Utilizzare quindi per la pulizia delle superfici. Dopo l’uso richiudere la confezione per mantenere intatta l’umidità dei panni.		FILM	Materiale	7 Other - Plastica	SCATOLA	Confezioni per cartone	10	SCADENZA	Data di scadenza	2 anni dalla data di produzione
CONFEZIONE	Formato	Ricarica con etichetta apri/chiedi																																	
	Numero panni	10 +/- 1																																	
SALVIETTA	Materiale	Tessuto non-tessuto 70% pet – 30% viscosa																																	
	Grammatura	60 g/m ² +/- 10%																																	
	Dimensioni	30 x 42 cm +/- 10 %																																	
SOLUZIONE IMBIBENTE	Soluzione 5% SANIMED (Presidio medico chirurgico N°20047)																																		
CARATTERISTICHE SANIMED (PMC N°20047)	Principio attivo: Alchil dimetilbenzilammonio cloruro. Altri ingredienti: coformulanti, coloranti e acqua.																																		
	Test di attività microbiologica: EN1276 “Attività battericida con sostanze interferenti”, EN1650 “Attività fungicida con sostanze interferenti”, EN13697 “Attività battericida/fungicida test di superficie”, EN14476 “Attività virucida test in sospensione”, EN16777 “Attività virucida test di superficie”.																																		
MODALITÀ D’USO	Estrarre il panno umidificato dal contenitore. Aprire il panno e fissarlo alla base dell’attrezzo universale. Utilizzare quindi per la pulizia delle superfici. Dopo l’uso richiudere la confezione per mantenere intatta l’umidità dei panni.																																		
FILM	Materiale	7 Other - Plastica																																	
SCATOLA	Confezioni per cartone	10																																	
SCADENZA	Data di scadenza	2 anni dalla data di produzione																																	